

Korisni savjeti za nošenje FreeStyle Libre senzora

ZAŠTO SE BOSTI KAD MOŽETE SKENIRATI?!



1. OPERITE



Koristite isključivo **nehidratizirajuće sapune bez mirisa** za pranje područja na koje ćete postaviti senzor

2. OČISTITE



Upotrijebite alkoholnu maramicu koja se nalazi u pakiranju senzora **kako biste s kože uklonili ostatke masnoće**

3. OSUŠITE



Pustite da se koža potpuno osuši na zraku prije postavljanja senzora. Ovo je posebno važno ako senzor planirate postavljati nakon tuširanja ili plivanja

PRIJE POSTAVLJANJA SENZORA:

- Budite sigurni da ste odabrali preporučeno mjesto za aplikaciju, odnosno, stražnju stranu nadlaktice
- Ne koristite losione za tijelo ili kreme na mjestu na kojemu ćete aplicirati senzor jer ta sredstva ostavljaju masne tragove na koži
- Obrijte dlačice na mjestu aplikacije senzora jer se one mogu prepriječiti između prijanjajućeg sloja na senzoru i kože



life. to the fullest.

Abbott

Savjeti kako zadržati senzor na mjestu aplikacije



POLAKO I PAŽLJIVO

Pazite da sa senzorom ne zapnete u uskim prolazima, na vrata od automobila ili uz rubove namještaja te da ga ne pomaknete sigurnosnim pojasom u automobilu



SUŠITE SENZOR TAPKANJEM

Nakon tuširanja ili plivanja, budite posebno oprezni prilikom brisanja ručnikom kako biste izbjegli slučajno zapinjanje i povlačenje senzora



PRIPAZITE NA ODABIR ODJEĆE

Odaberite odjeću koja je dovoljno široka i od laganih materijala kako bi vaš senzor mogao "disati"



KONTAKTNI SPORTOVI I INTENZIVNO VJEŽBANJE

Pažljivo odaberite mjesto aplikacije na stražnjoj strani vaše nadlaktice kako biste umanjili rizik od slučajnog udara u senzor i razmislite o korištenju zavoja ili bilo kojeg drugog sredstva za bolje prljanjanje senzora



USPORITE

Budite oprezni prilikom odijevanja i svlačenja kako ne biste slučajno donjim rubljem zapeli za senzor



NE DIRATI

Pokušajte izbjegavati diranje, povlačenje ili igranje sa senzorom dok ga nosite